

NASENPFLASTER - GEBRAUCHSANWEISUNG

de ELLICIT® Nasenpflaster

ZWECKBESTIMMUNG/ INDIKATIONEN

Die Verwendung von ELLICIT® Nasenpflaster kann helfen, das Atmen zu erleichtern und Schnarchen zu reduzieren.

KONTRAINDIKATIONEN

ELLICIT® Nasenpflaster sind nicht geeignet für Anwender mit Latex-Allergie. Es sind keine weiteren Kontraindikationen bekannt. Im Falle von Hautirritationen oder anderen Komplikationen mit dem Produkt, fragen Sie bitte Angehörige der Gesundheitsberufe um Rat.

ANWENDUNG

Das Pflaster vor dem Schlafen oder tagsüber aufkleben. Um einen optimalen Halt des Pflasters zu erzielen, empfehlen wir Ihre Nasenoberfläche vor dem Aufkleben zu reinigen und im Anschluss abzutrocknen. Entnehmen Sie das Pflaster aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie. Kleben Sie das Pflaster auf Ihre Nase und drücken Sie es 30 Sekunden lang auf die Nasenoberfläche um eine perfekte Haftung zu erzielen.

ANWENDER

Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren.

WARNHINWEISE


- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch gedacht, da bei wiederholter Anwendung Bakterienbildung auftreten kann und eine hygienische Anwendung nicht gewährleistet ist. Zudem verliert das Pflaster nach mehrmaligem Anwenden seine Haftkraft.
- Nicht auf gereizter Haut anwenden.
- Nicht länger als 12 Stunden am Tag verwenden.
- Bei Hautreizungen sofort entfernen.
- Nicht für Kindern unter 5 Jahren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Bitte alle schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie niedergelassen sind, melden.
- Jedes Pflaster nur einmal verwenden.
- Nicht nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums verwenden.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Frei von pharmazeutischen Wirkstoffen
- Erweitert die Nasenhöhlen
- Erleichtert das Atmen
- Hilft Schnarchen zu reduzieren
- Hypoallergen (Klebstoff)
- Einzeln verpackte Pflaster



Ellicit GmbH
Eifelwall 34, 50674 Köln, Germany
Email: team@ellicit.net



Inserto della confezione
> **CARTA* - PAP 22**


*Raccolta Differenziata /
Verifica le condizioni del
tuo Comune

LOT

14K60



2028-08-31




SUNGO Europe B.V.
Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, Netherlands
Email: medische_hulpmiddelen@minvws.nl

MD



Jiujiang Jiebao Medicine Equipment Co., Ltd.
Industrial Park, Lushan City, Jiujiang City,
Jiangxi Province, China
Email: regan_kangcare@163.com



Ausstellungsdatum: 20.02.2026, V2

GTIN: 4170000149224

Model: 55 mm x 16 mm

de Symbolerklärung - en symbol explanation - it spiegazione dei simboli - fr symbole explication - es explicación del símbolo

=de Importeur ;en importer ;it importatore ;fr importateur ;es importador

=de Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft ;en Representative in the European Community ;it Rappresentante autorizzato nella Comunità europea ;fr Représentant autorisé dans la Communauté européenne ;es Encargado de negocios en la Comunidad Europea

=de Hersteller ;en manufacturer ;it Fabbricante ;fr fabricant ;es productor

=de nicht wiederverwendbar ;en not reusable ;it non riutilizzabile ;fr non réutilisable ;es no reutilizable

=de nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist ;en Do not use if the packaging is damaged. ;it Non utilizzare se la confezione è danneggiata ;fr Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. ;es No utilizar si el envase está dañado

=de Medizinprodukt ;en Medical device ;it Prodotto medicale ;fr Produit médical ;es producto sanitario

=de Gebrauchsanweisung ;en operating instructions ;it istruzioni per l'uso ;fr Instructions d'utilisation ;es Instrucciones de uso

=de Chargenbezeichnung ;en Batch designation ;it Denominazione del lotto ;fr Désignation du lot ;es Denominación del lote

=de Nach Gebrauch entsorgen ;en Dispose of after use ;it Smaltirlo dopo l'uso ;fr Éliminer après utilisation ;es Después de su uso, deseché

=de Enthält Naturkautschuklatex ;en Contains natural rubber latex ;it Contiene lattice di gomma naturale ;fr Contient du latex de caoutchouc naturel ;es Contiene látex de caucho natural

=de Erfüllt die Anforderungen der EU-MDR ;en Meets the requirements of the EU MDR ;it Soddisfa i requisiti della EU-MDR ;fr Répond aux exigences de la MDR de l'UE ;es Cumples con los requisitos de la MDR de la UE

=de oberer Temperaturgrenzwert ;en upper temperature limit ;it limite superiore di temperatura ;fr limite supérieure de température ;es límite superior de temperatura

=de verwendbar bis ;en usable until ;it utilizzabile fino ;fr utilisable jusqu'à ;es utilizable hasta

=de Eindeutige Produktkennung ;en Unique Product Identification ;it Identificazione univoca del prodotto ;fr Identification unique du produit ;es Identificación única del producto

=de Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen ;en Dispose of packaging in the recycling collection ;it Conferire l'imballaggio nella raccolta differenziata ;fr Emballage à trier avec les déchets recyclables ;es Depositar el envase en la recogida selectiva

=de Kunststoffverpackung recyceln ;en Recycle plastic packaging ;it Riciclare gli imballaggi in plastica ;fr Recycler les emballages plastiques ;es Reciclar envases de plástico

=de Papierverpackung recyceln ;en Recycle paper packaging ;it Riciclare gli imballaggi di carta ;fr Recycler les emballages en papier ;es Reciclar envases de papel