

Sicherheitsinformationen

(Anhang: Sicherheitsinformationen und Sicherheitsdatenblatt)

Wir (Hersteller oder Bevollmächtigter):

Firmenname: eaglefit GmbH (vertreten durch die Geschäftsführenden Elke Börner und Jochen Börner)
Firmenadresse: Tuchmacherstraße 9, 89129 Langenau
Shop-Name: eaglefit
Gesellschafter: Elke Börner und Jochen Börner
Tel: +49 (0)7345-91 88 0000
E-Mail: support@eaglefit.de
Land: Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung für das Produkt:

Produktbezeichnung: eaglefit - HOME EMS Anzug Komplettsystem mit 24 Elektroden für Damen & Herren (kabellos) EMS-Training für Zuhause wie im Studio – Ganzkörper Workout zur gezielten Muskelstimulation inkl. App, Steuerbox

Lieferumfang: eaglefit HOME EMS Anzug, eaglefit HOME EMS POWERBox, USB-C Ladekabel, Taillengurt, Transport Case für das gesamte EMS-System, Transport Case für die POWERBox, Link zur App, QR-Code zur ausführlichen digitalen Anleitung, EMS-Übungsposter, Wäschebeutel
Modelbezeichnung: EMS-Komplettsystem

Material Produkt: 84 % Nylon, 16 % Elasthan

Produktverpackung:



Alle grundlegenden Anforderungen gemäß den gesetzlichen Sicherheitsvorgaben nach GPSR sowie die gesetzlichen Sicherheitshinweise und Kennzeichnungen wurden nachgewiesen und ordnungsgemäß an der Verpackung und am Produkt (eindeutige Seriennummer) angebracht.



Kennzeichnung nach GPSR und Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie bei Verwendung des benannten Produktes folgende Sicherheitshinweise:

Angaben auf der Produkt-Verpackung und auf dem Produkt:

- Herstellerangaben auf der Produkt-Verpackung (Name, Adresse und Kontaktdaten)
- Produktkennung auf der Produkt-Verpackung (EAN und Produktbezeichnung)
- Eindeutige Seriennummer auf dem Produkt

Ort und Datum der Ausstellung dieses Sicherheitshinweisblattes: Langenau, 12.12.2024

Name: Elke Börner
Funktion: Geschäftsführerin

Jochen Börner
Geschäftsführer

Sicherheitshinweise für das eaglefit HOME EMS System

DE



Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Starte dein Training mit niedriger Intensität und steigere die Stimulation langsam.
- Beachte unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
- Verwende das Gerät nicht im Regen, oder Wasser oder feuchter Umgebung.
- Kinder unter 14 Jahren dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Nutze das Produkt nicht während des Führens eines Fahrzeugs oder beim Bedienen von Maschinen
- Die POWERBox niemals in der Waschmaschine mitwaschen und von Wasser fern halten.



Mechanische Sicherheit:

- Achte auf bewegliche Teile. Halten Haare und Kleidung fern, um Verletzungen zu vermeiden.



Elektrische Sicherheit:

- Verwende das Gerät niemals in nasser Umgebung
- Achte auf die richtige Verwendung, um Stromschläge zu vermeiden.
- Klemme oder knicke die Kabel nicht und stelle keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Entferne vor dem Training alle Piercings oder ähnliches im Trainingsbereich
- Solltest du Beschädigungen vorfinden nutze das Produkt nicht und informiere umgehend den Hersteller.



Chemische Sicherheit:

- Informiere dich über die verwendeten Materialien (Silikon, Nylon, Elasthan, Carbonfasern) und beachte mögliche Allergien.



Thermische Sicherheit:

- Decke die POWERBox während des Betriebs niemals ab, um Überhitzung zu vermeiden.



Anleitung:

- Lies die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, beachte die Kontraindikationen und schaue die bereitgestellten Videos an.

Herstellerdaten:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Telefon: +497345-91880000
Mail: support@eaglefit.de

Pflegehinweise für den Anzug:



Allgemeine Sicherheitssymbole:



Avertissements de sécurité pour le système EMS HOME eaglefit

FR



Avertissements de sécurité généraux:

- Commencez votre entraînement avec une faible intensité et augmentez progressivement la stimulation.
- Respectez absolument les instructions du mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil sous la pluie, dans l'eau ou dans un environnement humide.
- Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser le produit.
- N'utilisez pas le produit en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines.
- Ne mettez jamais la POWERBox dans la machine à laver et éloignez-la de l'eau.



Sécurité mécanique:

- Faites attention aux pièces mobiles. Éloignez les cheveux et les vêtements pour éviter les blessures.



Sécurité électrique :

- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide.
- Veillez à une utilisation correcte pour éviter les électrocutions.
- Ne pincez ni ne pliez les câbles et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Retirez tous les piercings ou objets similaires dans la zone d'entraînement avant de commencer.
- Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas le produit et informez immédiatement le fabricant.



Sécurité chimique:

- Renseignez-vous sur les matériaux utilisés (silicone, nylon, élasthanne, fibres de carbone) et tenez compte des allergies possibles.



Sécurité thermique:

- Ne couvrez jamais la POWERBox pendant son utilisation pour éviter la surchauffe.




Instructions:

- Lisez attentivement le mode d'emploi, respectez les contre-indications et visionnez les vidéos fournies.

Coordonnées du fabricant:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Téléphone : +497345-91880000
Mail: support@eaglefit.de

Instructions d'entretien pour le costume :



Symboles de sécurité généraux:



Veiligheidsinstructies voor het eaglefit HOME EMS systeem

NL



Algemene veiligheidsinstructies:

- Begin je training met een lage intensiteit en verhoog de stimulatie geleidelijk.
- Volg absoluut de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet in de regen, in water of in een vochtige omgeving.
- Kinderen onder de 14 jaar mogen het product niet gebruiken.
- Gebruik het product niet tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van machines.
- Was de POWERBox nooit in de wasmachine en houd deze uit de buurt van water.



Mechanische veiligheid:

- Let op bewegende delen. Houd haar en kleding uit de buurt om verwondingen te voorkomen.



Elektrische veiligheid:

- Gebruik het apparaat nooit in een natte omgeving.
- Zorg voor een correct gebruik om elektrische schokken te voorkomen.
- Knijp of buig de kabels niet en plaats geen zware voorwerpen erop.
- Verwijder voor de training alle piercings of soortgelijke voorwerpen in het trainingsgebied.
- Als je schade constateert, gebruik het product dan niet en informeer onmiddellijk de fabrikant.



Chemische veiligheid:

- Informeer naar de gebruikte materialen (siliconen, nylon, elastaan, koolstofvezels) en let op mogelijke allergieën.



Thermische veiligheid:

- Bedek de POWERBox tijdens gebruik nooit om oververhitting te voorkomen.



Instructies:

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, let op de contra-indicaties en bekijk de beschikbare video's.

Fabrikantgegevens:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Telefoon: +497345-91880000
Mail: support@eaglefit.de

Onderhoudsinstructies voor het kostuum:



Algemene veiligheidssymbolen:



Safety Instructions for the eaglefit HOME EMS System

EN



General Safety Instructions:

- Start your training at a low intensity and gradually increase the stimulation.
- Be sure to follow the instructions in the user manual.
- Do not use the device in rain, water, or damp environments.
- Children under 14 years old are not allowed to use the product.
- Do not use the product while operating a vehicle or machinery.
- Never wash the POWERBox in a washing machine and keep it away from water.



Mechanical Safety:

- Be aware of moving parts. Keep hair and clothing away to prevent injuries.



Electrical Safety:

- Never use the device in a wet environment.
- Ensure proper use to avoid electric shocks.
- Do not pinch or bend the cables and do not place heavy objects on them.
- Remove all piercings or similar items from the training area before training.
- If you find any damage, do not use the product and immediately inform the manufacturer.



Chemical Safety:

- Inquire about the materials used (silicone, nylon, elastane, carbon fibers) and be aware of possible allergies.



Thermal Safety:

- Never cover the POWERBox during operation to avoid overheating.




Instructions:

- Read the user manual carefully, pay attention to the contraindications, and watch the provided videos.


Manufacturer Information:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Phone: +497345-91880000
Email: support@eaglefit.de

Care instructions for the suit:



General Safety Symbols:



IT

Avvertenze di sicurezza per il sistema eaglefit HOME EMS

**Sicurezza generale:**

- Inizia il tuo allenamento con un'intensità bassa e aumenta gradualmente la stimolazione.
- Segui assolutamente le indicazioni nel manuale d'uso. Non utilizzare il dispositivo sotto la pioggia, in acqua o in un ambiente umido.
- I bambini sotto i 14 anni non possono utilizzare il prodotto. Non utilizzare il prodotto durante la guida di un veicolo o l'operazione di macchinari.
- Non lavare mai la POWERBox in lavatrice e tenerla lontana dall'acqua.

**Sicurezza meccanica:**

- Fai attenzione alle parti in movimento. Tieni capelli e vestiti lontani per evitare infortuni.

**Sicurezza elettrica:**

- Non utilizzare mai il dispositivo in un ambiente bagnato.
- Assicurati di un uso corretto per evitare scosse elettriche.
- Non schiacciare o piegare i cavi e non posizionare oggetti pesanti su di essi.
- Rimuovi prima dell'allenamento tutti i piercing o oggetti simili nell'area di allenamento.
- Se noti danni, non utilizzare il prodotto e informa immediatamente il produttore.

**Sicurezza chimica:**

- Informati sui materiali utilizzati (silicone, nylon, elastan, fibre di carbonio) e presta attenzione a possibili allergie.

**Sicurezza termica:**


- Non coprire mai la POWERBox durante l'uso per evitare surriscaldamenti.

**Istruzioni:**

- Leggi attentamente il manuale d'uso, presta attenzione alle controindicazioni e guarda i video disponibili.

Dati del produttore:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Telefono: +497345-91880000
Mail: support@eaglefit.de

Istruzioni di manutenzione per il costume:**Simboli di sicurezza generali:**

ES

Advertencias de seguridad para el sistema EMS HOME de eaglefit

**Advertencias de seguridad generales:**

- Comienza tu entrenamiento con baja intensidad y aumenta la estimulación lentamente.
- Presta atención a las instrucciones del manual de usuario. No utilices el dispositivo bajo la lluvia, en agua o en ambientes húmedos.
- Los niños menores de 14 años no deben usar el producto. No utilices el producto mientras conduces un vehículo o operas maquinaria.
- Nunca laves la POWERBox en la lavadora y mantenla alejada del agua.

**Seguridad mecánica:**

- Ten cuidado con las partes móviles. Mantén el cabello y la ropa alejados para evitar lesiones.

**Seguridad eléctrica:**

- Nunca uses el dispositivo en un ambiente húmedo.
- Asegúrate de un uso correcto para evitar descargas eléctricas.
- No aprietes ni dobles los cables y no coloques objetos pesados sobre ellos.
- Retira todos los piercings o elementos similares en el área de entrenamiento antes de comenzar.
- Si encuentras daños, no utilices el producto e informa de inmediato al fabricante.

**Seguridad química:**

- Infórmate sobre los materiales utilizados (silicona, nylon, elastano, fibras de carbono) y considera posibles alergias.

**Seguridad térmica:**

- Nunca cubras la POWERBox durante su funcionamiento para evitar el sobrecalentamiento.

**Instrucciones:**

- Lee atentamente el manual de usuario, presta atención a las contraindicaciones y mira los videos proporcionados.

Datos del fabricante:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Teléfono: +497345-91880000
Correo: support@eaglefit.de

Instrucciones de cuidado para el traje:**Simbolos de seguridad generales:**

PL

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa systemu EMS HOME od eaglefit

**Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

- Zaczynj trening od niskiej intensywności i stopniowo zwiększaj stymulację.
- Zwróć uwagę na instrukcje zawarte w podręczniku użytkownika.
- Nie używaj urządzenia podczas deszczu, w wodzie ani w wilgotnych warunkach.
- Dzieci poniżej 14. roku życia nie powinny korzystać z produktu.
- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyny.
- Nigdy nie pierz POWERBox w pralce i trzymaj go z dala od wody.

**Bezpieczeństwo mechaniczne:**

- Uważaj na ruchome części. Trzymaj włosy i odzież z dala, aby uniknąć obrażeń.

**Bezpieczeństwo elektryczne:**

- Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Upewnij się, że używasz go prawidłowo, aby uniknąć porażeń elektrycznych.
- Nie zaciskaj ani nie wyginaj kabli i nie kładź na nich ciężkich przedmiotów.
- Zdejmij wszystkie kolczyki lub podobne elementy w obszarze treningowym przed rozpoczęciem.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia, nie używaj produktu i natychmiast poinformuj producenta.

**Bezpieczeństwo chemiczne:**

- Zapoznaj się z materiałami użytymi (silikon, nylon, elastan, włókna węglowe) i rozważ ewentualne alergie.

**Bezpieczeństwo termiczne:**



- Nigdy nie zakrywaj POWERBox podczas jego pracy, aby uniknąć przegrzania.

**Instrukcje:**

- Uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika, zwróć uwagę na przeciwwskazania i obejrzyj dostarczone filmy.

Dane producenta:

eaglefit GmbH
Tuchmacherstraße 9
89129 Langenau
Telefon: +497345-91880000
Email: support@eaglefit.de

Wskazówki dotyczące pielęgnacji kostiumu:**Ogólne symbole bezpieczeństwa:**



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 1 of 8

MSDS Report

Product Name: EMS Machine (Containing Li-Ion Battery)

Model: HOME EMS, PRO EMS, STUDIO EMS, PANTS EMS, BELT EMS

Applicant: eaglefit GmbH

Written by: Sam Liu

Inspected by: Yemig

Approved by: Ray Zhou



Prepared By

East Notice Certification Service Co., Ltd.

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street, Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City, China

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC, this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.

East Notice Certification

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)





MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 2 of 8

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

SECTION 1 – PRODUCT AND MANUFACTURER INFORMATION

1.1 Product identifiers

Product Name: EMS Machine (Containing Li-ion Battery)
Model: HOME EMS, PRO EMS, STUDIO EMS, PANTS EMS, BELT EMS
Brand: eaglefit

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses: Fitness and slimming

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

eaglefit GmbH
Add.: Tuchmacherstrasse 9, 89129 Langenau, Germany
Emergency telephone number: Tuchmacherstrasse 9, 89129 Langenau, Germany
Fax: 0049734591880065

SECTION 2 – HAZARDS IDENTIFICATION

2.1 Classification of the substance or mixture

This mixture does not meet the classification criteria according to OSHA.
This product is considered safe under normal use conditions.
The batteries are contained in the product. Thus, the ingredients have no hazard potential, except the battery is violated or dismantled.
If in case of mistreatment the ingredients are released, a spontaneously flammable gas mixture may be released under certain circumstances (measures according to SECTION 4 to 6).

2.2 GHS label elements, including precautionary statements

Pictogram(s)	No symbol.
Signal word	No signal word.
Hazard statement(s)	none
Precautionary statement(s) Prevention	none
Response	none
Storage	none
Disposal	none

2.3 Other hazards

none

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC, this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.

ENC
East Notice Certification

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 3 of 8

SECTION 3 – INFORMATION ON INGREDIENT

The Li-ion Battery is installed in the product. Thus, the ingredients have no hazard potential, except the battery is violated or dismantled.

Ingredients of the Li-ion Battery:

Material	CAS No.	Weight (%)
The enclosure of the product is made of metal, with built-in lithium-ion battery		
Ingredients of the Li-ion Battery:		
Lithium	7439-93-2	2~3
Manganese dioxide	1313-13-9	30~40
Graphite	7782-42-5	3~4
Lithium perchlorate	7791-03-9	1
Ethylene glycol dimethyl ether	110-71-4	5.3
Propylene	108-32-7	5~8
Carbonate	7439-89-6	25~30
Chromium	7440-47-3	8~10
Molybdenum	7439-98-7	0.8~1.2
Polypropylene	9003-07-0	2

SECTION 4 – FIRST AID MEASURES

4.1 Description of first aid measures

- If inhaled:** Fumes can cause respiratory irritation. Remove to fresh air and consult a physician.
- In case of skin contact:** Immediately flush skin with plenty of water. If itch or irritation by chemical burn persists, consult a physician.
- In case of eye contact:** Immediately flush eye with plenty of water for at least 15 minutes. Consult a physician immediately.
- If swallowed:** If swallowing a battery, consult a physician immediately.
If contents come into mouth, immediately rinse by plenty of water and consult a physician.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Transfer the patient to a safe place. Consult a doctor. Show this chemical safety technical manual to the doctor on site.

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC; this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.

ENC
East Notice Certification

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 4 of 8

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available

SECTION 5 – FIRE FIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media:

Extinguisher of alkaline metal fire is effective.

Plenty of cold water is also effective to cool the surrounding area and control the spread fire. But hydrogen gas may be evolved by the reaction of water and lithium and it can form an explosive mixture. Therefore in the case that lots of Li-ion Battery are burning in a confined space, use a smothering agent (e.g. carbon dioxide or dry sand).

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Li-ion Battery may explode and release metal parts during fire.

5.3 Advice for firefighters

Use self contained breathing apparatus and full protective gear not to inhale harmful gas.

5.4 Further information

No data available

SECTION 6 – ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear personal protective equipment adapted to the situation (protection gloves, cloth).

6.2 Environmental precautions

Dispose off according to the local law and rules. Avoid leached substances to penetrate into the earth, canalization or water.

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up

If the battery releases liquid, wipe it with a dry cloth.

6.4 Reference to other sections

For disposal see SECTION 13.

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC, this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.



1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 5 of 8

SECTION 7 – HANDLING AND STORAGE

7.1 Precautions for safe handling

In case the products are contained in equipment it is strongly recommended to follow the instruction manual requirements:

The product is required to be marked with a graphical symbol that alerts the user to refer to the instruction manual.

The instruction manual itself is required to contain

- a warning marking with text to alert the user of the potential chemical burn hazard associated with lithium batteries ingestion,
- an instruction as to the presence of a Lithium cell battery,
- possible effects of battery ingestion,
- an instruction to keep batteries away from children,
- an advice to seek immediate medical attention if it suspected that batteries have either been swallowed or placed inside any part of the body.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage: Storage preferably at room temperature (approx. 20°C). Avoid large temperature changes. Do not store close to heating devices. Avoid direct sunlight. At higher temperature the electrical performance may be reduced. Preferred storage at 50% of the nominal capacity

Storage of unpacked batteries can cause short circuit and heat generation.

It is recommended to consider the "Technical Rule for Hazardous Substances TRGS 510 - Storage of hazardous substances in nonstationary containers" and to handle rechargeable Lithium ion batteries according to storage category 11 ("combustible solids").

SECTION 8 – EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters

Keep away from heat and open flame.

Store in a cool dry place.

8.2 Exposure controls

Appropriate engineering controls: None required if used in a well-ventilated area.

Personal protective equipment:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Eye Protection: | Not required during normal operations. |
| Hand Protection: | Protective gloves. |
| Body Protection: | Aprons are recommended. |
| Respiratory protection: | Respiratory protection is not required. |

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC; this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be processed and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.

East Notice Certification

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 6 of 8

SECTION 9 – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance characters:	Rectangular solid
Nominal voltage:	3.7 V
Rated Capacity (mAh)	5000mAh

SECTION 10 – STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity:	When heated above 100°C the risk of rupture occurs.
10.2 Chemical stability:	Stable (Performance deterioration depends on circumstance.)
10.3 Possibility of hazardous reactions:	Will not occur
10.4 Conditions to avoid:	See SECTION 7
10.5 Incompatible materials:	Water
10.6 Hazardous decomposition products:	Hydrogen

SECTION 11 – TOXICOLOGICAL INFORMATION

This product does not elicit toxicological properties during routine handling and use.
If the cells are opened through misuse or damage, discard recall. Internal components of cell are irritants and sensitizers.

SECTION 12 – ECOLOGICAL INFORMATION

When properly used or disposed, this product do not present environmental hazard.

SECTION 13 – DISPOSAL CONSIDERATIONS

When the battery is worn out, dispose of it under the ordinance of each local government or the law issued by relating government. Disposal of the worn-out battery may be subjected to Collection and Recycling Regulation.

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC, this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.

East Notice Certification

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 7 of 8

SECTION 14 – TRANSPORT INFORMATION

UN Number	UN 3480 or UN 3481	
Transport hazard class(es)	9	
Packing group	--	
Marine pollutant	No	
UN Proper shipping name	☐ Lithium ion cell/battery = UN3480 with Section II of PI965; ☐ Lithium ion cell/battery packed with equipment = UN3481 with Section II of PI966; ☒ Lithium ion cell/battery contained in equipment = UN3481 with Section II of PI967.	
ICAO/IATA	ICAO-TI and IATA-DGR Li-Ion Battery according to NEW PACKING INSTRUCTION 965-967 of IATA DGR	DGR 64 th
IMDG CODE	International Maritime Dangerous Goods Code under Special Provision 188	IMDG CODE (Amdt.40-20)
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road under Special Provision 188	ADR 2023
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail under Special Provision 188	RID 2023
DOT	The Transportation of Lithium-Ion cells and batteries are governed by US DOT CFR49 Part 171-180 of the US Hazardous Materials Regulations (HMR). CFR49 part 173.185(c) and the Special Provisions contained in 171.102 provide information on exceptions and packaging.	DOT 49 CFR
May be shipped without being declared as Class 9 dangerous goods, when meet to the requirements above. The dangerous goods regulations require that each battery design be subject to tests contained in Section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria prior to being offered for transport.		

SECTION 15 – REGULATORY INFORMATION

International Conventions

* Air - IATA (International Air Transport Association) Dangerous Goods Regulations (DGR) 64th.

* Air - ICAO (International Civil Aviation Organization) Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air.

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC, this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.



1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)



MSDS Report

Date: Mar. 31, 2023

Report No.: ENC2303232GZ94M

Page 8 of 8

* Sea – IMDG (International Maritime Dangerous Goods) IMDG CODE (Amdt.40-20). Under IMDG CODE Special Provision 188.

* Land – ADR 2023 (road) , RID 2023 (rail)

United Nations *Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations – Ref. ST/SG/AC.10/30/Rev.9

United Nations *Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria – Ref. ST/SG/AC.10/1/Rev.22 (Vol.I):2021

USA

* Code of Federal Regulations (49CFR Ch. 1 & 173 -185)

Both IATA and ICAO Special Provision A88 and IMO Special Provision 188, are identical to the requirements

EU Directive 2006/66/EC

OSHA hazard communication standard (29 CFR 1910.1200)

SECTION 16 –OTHER INFORMATION

The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for their particular purposes. In no event shall the company be liable for any claims, losses, or damages of any third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential, or exemplary damages howsoever arising, even if the company has been advised of the possibility of such damages.

Production of MSDS proving UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3 is met.

No	Item	Result	Remark
1	Altitude simulation	PASS	
2	Thermal test	PASS	
3	Vibration	PASS	
4	Shock	PASS	
5	External short circuit	PASS	
6	Impact	PASS	
7	Overcharge	PASS	
8	Force discharge	PASS	For cell only

MSDS Creation Date: Mar. 31, 2023

-----END OF REPORT-----

The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated and the sample(s) are retained for 30 days only. The document is issued by ENC, this document cannot be reproduced except in full with our prior written permission. The document is available on request and the brief information for its validation can be accessible and confirmed at <http://www.enc-lab.com>.



1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street,
Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City

Tel: +86-020-8256 8534
E-mail: enc@enc-lab.com

Fax: +86-020-8256 8534
[Http:// www.enc-lab.com](http://www.enc-lab.com)